

stryker




CORE 2 Console

コア2 コンソール

**Optimizing**  
your instruments

## Customization



タッチパネルの採用により、設定・操作が簡単  
 ハンドピースのアクセル、ブレーキコントロールが可能  
 ドリルのトルクコントロールが可能な I.D Touch ソフトウェア搭載  
 ハンドピースの設定を術者の好みに応じて個別に登録可能

## Multi Connection



ハンドピース 3 台、フットスイッチ 2 台の同時接続が可能  
 (同時に 2 台のハンドピースを作動させることができます)

ハンドピースとフットスイッチの割付が、イルミネーションカラーにより識別可能

## Easy Setting



ワンタッチでイリゲーションカセットをコンソールにセット可能



### 仕様

寸法	W:330.2×D:442.0×H:137.2mm
重量	7.8kg
電源	100V 50-60Hz 6.0A
タッチスクリーン	あり
音量調整	あり
消費電力	600VA

カタログ番号	製品名/規格
5400-052-000*	コア2コンソール
0996-851-011	コア2コンソール パワーコード
6700-313-700	NSEカート イリゲーションポール付

医療機器認証番号	販売名
* 230AFBZX00051000	ストライカー社 CORE2システム

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-32  
 HS/SE 5m 12/18

Copyright © 2018 Stryker  
 Printed in Japan

製造販売業者

**日本ストライカー株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
 P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)