

Sternum Blades

TOTAL
CONFIDENCE™


豊富な選択肢から、症例に最適なツールが選べます

Primary / Sternum Blades



型番	刃幅	刃厚	有効長
6207-097-101	6.50	1.02	30.5
CV-298-97-100	6.27	0.79	32.0
CV-298-97-101	6.27	0.79	32.0
0298-097-101S5	6.50	1.02	46.0

単位：mm



0298-097-101S5
胸骨用鋸刃アグレッシブロング



6207-097-101
システム6 胸骨 鋸刃

実寸大




CV-298-97-100
胸骨用鋸刃



CV-298-97-101
アグレッシブツース 胸骨用鋸刃


Revision / Heavy Duty Sagittal Blades



OR-2108-125
サジタル鋸刃 胸骨用 セーフエッジ

型番	刃幅	刃厚	有効長
OR-2108-125	41.6	0.64	48.0
OR-2108-137	81.4	0.64	29.0

単位：mm



OR-2108-137
サジタル鋸刃 胸骨用

実寸大

STRYKER SURGICAL
COMMITTED
TO YOUR SUCCESS.

Revision / Micro Sagittal Blades

製品名：コア オシレーティング/サジタル鋸刃

型番	刃幅	刃厚	有効長
5400-134-284	19.5	0.38	41.0
5400-134-415	19.5	0.38	41.5
5400-134-279	30.0	0.38	30.0
5400-134-281	20.0	0.38	30.0
5400-134-282	53.0	0.38	32.0
5400-134-283	54.0	0.38	40.0
5400-134-285	54.0	0.56	40.0

単位：mm




5400-134-284




5400-134-415




5400-134-279



5400-134-281



5400-134-282



5400-134-283



5400-134-285



実寸大

医療機器認証番号
226AFBZX00019000

販売名
ストライカー社 骨鋸刃

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: IT1-88
SI/SG 4m 09/14

Copyright© 2014 Stryker
Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/mp2/

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1