

SafeAir Compact Smoke Evacuator

スモークフリーでクリーンなおペ室環境へ



排煙装置
コンパクトデザイン
静音設計
操作性を考慮



高い吸引力と静音性

- サージカルスモークの発生源で高い吸引力を実現。
- 吸引時の騒音発生に配慮。
- ULPA フィルターが有害物質を捕捉し、活性炭が臭いを除去します。

高い操作性を考慮

- ポップアップセンサーを介してモノポーラ電気メスと同期して作動します。
- 吸引力を自在に調節でき、タイムディレイモードでくまなく排煙いたします。
- フィルターの寿命表示により、フィルター交換時期がわかります。

SafeAir Compact Smoke Evacuator

Effective, quiet, easy to use

技術仕様書

機器形式	クラス I、B 型
保護クラス	IP21、normal tight
電源	input:100 - 240 VAC 2.2A, 50/60 Hz output:24 VDC , 7.5 A
電力消費量	作動時最大 170W 待機時 35W
ヒューズ	1x T10A, 250VAC
吸引圧力	約 550 hPa
フィルター	活性炭を含む ULPA フィルター
濾過効率	0.1µm で 99.999%
サイズ	300×380×140 mm (付属品を含まず)
重量	13 kg

製品一覧

カタログ番号	製品名	規格
0703-045-000	SafeAir Compact	
0703-045-100* ¹	吸引管接続チューブ	5 本入り
0703-040-000	Compact ULPA フィルター	24 個入り
0703-045-001	Compact フットペダル	
0703-045-003	Compact 延長ケーブル	7m、1 本入り
0703-045-002	Compact グラウンドケーブル	
0702-045-023* ²	排煙チューブ	3/8 インチ×10 フィート (9.5mm×3m) 10 個入

対応する排煙機能付き電気メスペンシル*³ は別途 Neptune E-SEP のカタログを参照ください



医療機器認証 / 届出番号

販売名

* 1	13B1X10209000960	セーフエアーコンパクト用チューブ
* 2	13B1X10209000942	排煙チューブ
* 3	229AFBZX00039000	ネプチューンイーセップ

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-110
YN/MI 3m 08/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp