

stryker

CD NXT

Power tool with
automatic depth measurement

デジタルメーター付きドリル



あなたの力を、新たな深みへ



手術室での 時間は貴重

患者にとって最適な結果を第一に考えると、あらゆる可能性がみえてきます。より良いパフォーマンス、より高い精度や信頼性の追求であったりします。それこそが、ストライカーの技術を結集したCD NXTを支える原動力です。

この技術により、様々な手術において、リアルタイムで迅速かつデジタル表示の正確な深度測定を行うことができます。CD NXTは、従来のCD用アタッチメントとの互換性があり、各種インプラントシステムに適したデザインとなっています。また、ロックングスクリューとノンロックングスクリューの双方に対応しています。

ストライカーの数十年に及ぶパワーツールに関する専門的知識と、デジタル技術を組み合わせることにより、あなたの力を新たな深みへ導きます。

1mmの違いが、大きな差を生む

- 明確なデジタル表示により、深度測定値の視認性が向上
- 手動のデプスゲージ使用に関連するエラーの解消
- 1mm単位で測定が可能

ついに実現した機能

- 手術器械と手術手順の合理化
(穿孔・測定がワンステップで可能)
- 皮質間距離の自動測定とデジタル表示
- 使用者による深さ測定のばらつきを解消

様々なシステムへ シンプルかつシームレスに対応

- 市場にある様々なインプラントシステムに対応
- ロッキングスクリューとノンロッキングスクリューの双方に対応
- 従来のコードレスドライバー用アタッチメントとの互換性
- 1.5~4.5mm径のドリルビット
- リアルタイム深度:最大99mm



両手での作業を片手で簡単に

新設計のツイストカラーにより、ドリルビットの位置を自動調整し、ハンドピースに簡単に装着できます。手術後には、片手で後方のカラーを回すだけでドリルビットを簡単に取り外すことができます。


ドリルビット

99mm

129mm

149mm

169mm



カタログ番号	品名
4607-000-000	システム 9 CD NXT ハンドピース
4607-300-032	C2C ディスポーザブル アタッチメント
4607-099-015	C2C ドリルビット 1.5 x 99mm
4607-099-020	C2C ドリルビット 2.0 x 99mm
4607-129-020	C2C ドリルビット 2.0 x 129mm
4607-099-023	C2C ドリルビット 2.3 x 99mm
4607-099-025	C2C ドリルビット 2.5 x 99mm
4607-129-025	C2C ドリルビット 2.5 x 129mm
4607-169-025	C2C ドリルビット 2.5 x 169mm
4607-099-026	C2C ドリルビット 2.6 x 99mm
4607-129-026	C2C ドリルビット 2.6 x 129mm
4607-129-027	C2C ドリルビット 2.7 x 129mm
4607-099-031	C2C ドリルビット 3.1 x 99mm
4607-129-031	C2C ドリルビット 3.1 x 129mm
4607-169-031	C2C ドリルビット 3.1 x 169mm

カタログ番号	品名
4607-099-032	C2C ドリルビット 3.2 x 99mm
4607-129-032	C2C ドリルビット 3.2 x 129mm
4607-169-032	C2C ドリルビット 3.2 x 169mm
4607-129-035	C2C ドリルビット 3.5 x 129mm
4607-129-043	C2C ドリルビット 4.3 x 129mm
4607-149-043	C2C ドリルビット 4.3 x 149mm
4607-169-043	C2C ドリルビット 4.3 x 169mm
4607-129-045	C2C ドリルビット 4.5 x 129mm
4607-149-045	C2C ドリルビット 4.5 x 149mm
4607-169-045	C2C ドリルビット 4.5 x 169mm
4607-099-016	C2C ドリルビット 1.6 x 99mm
4607-149-025	C2C ドリルビット 2.5 x 149mm
4607-099-027	C2C ドリルビット 2.7 x 99mm
4607-149-031	C2C ドリルビット 3.1 x 149mm
4607-149-032	C2C ドリルビット 3.2 x 149mm
4607-149-035	C2C ドリルビット 3.5 x 149mm

カタログ番号	品名
4607-099-018	C2C ドリルビット 1.8 x 99mm
4607-099-019	C2C ドリルビット 1.9 x 99mm
4607-149-020	C2C ドリルビット 2.0 x 149mm
4607-099-024	C2C ドリルビット 2.4 x 99mm
4607-129-024	C2C ドリルビット 2.4 x 129mm
4607-099-028	C2C ドリルビット 2.8 x 99mm
4607-129-028	C2C ドリルビット 2.8 x 129mm
4607-149-028	C2C ドリルビット 2.8 x 149mm
4607-099-029	C2C ドリルビット 2.9 x 99mm
4607-099-030	C2C ドリルビット 3.0 x 99mm
4607-129-030	C2C ドリルビット 3.0 x 129mm
4607-099-033	C2C ドリルビット 3.3 x 99mm
4607-099-035	C2C ドリルビット 3.5 x 99mm
4607-129-038	C2C ドリルビット 3.8 x 129mm
4607-129-040	C2C ドリルビット 4.0 x 129mm
4607-099-042	C2C ドリルビット 4.2 x 99mm

医療機器認証番号	販売名
305AFBZX00007000	システム 9
305AFBZX00049000	ストライカー社 骨手術用バー

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IT11-118
NY/IB 3m 07/23

Copyright © 2023 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp