




SEシリーズマットレス Prime/Prime X/747用

フォーム・トップレイヤー




【構造】



コンフォートゲル SE



【構造】



ウルトラコンフォート SE

患者満足、床ずれリスクの軽減、確実なメンテナンス

救命センターや院内処置室、術後覚醒からの搬送、高体重患者の搬送など、数10分～数時間の患者滞在にも、万全のケアを提供できる高性能ストレッチャー用マットレス

- 2層フォームタイプ、ICU ベッドマットレスの技術を投入したゲル内蔵タイプ
- 高伸縮で肌触りが良いうえ薬剤耐性の高い、ポリカーボネート・ポリエチレン(コンフォートゲル SE)、サーモプラスチック・ポリエチレン(ウルトラコンフォートSE) 製カバー
- 高い防水性を実現しながら縫い目がなくメンテナンスのしやすい高周波溶着
- 交差感染防止にカバーのピンホール・破れの点検が容易な3辺ジッパー
- 内蔵の防火バリアで、より高い防火性能
- Prime・Prime X ストレッチャーに最適な性能。318 kg 耐荷重、X 線透過性
- お客様ご自身で破れたカバーの交換が可能

オプション

カタログ番号	製品名
1703-034-301	ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 7.6 cm
1704-034-301	ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 76 × 10 cm
1704-034-601	ウルトラコンフォート SE マットレス 193 × 66 × 10 cm
1805-034-601	コンフォートゲル SE マットレス 193 × 66 × 14 cm

マットレス修理パーツ

カタログ番号	製品名
1703-034-325	ウルトラコンフォート SE マットレスカバー 193 × 76 × 7.6 cm
1704-034-325	ウルトラコンフォート SE マットレスカバー 193 × 76 × 10 cm
1704-034-625	ウルトラコンフォート SE マットレスカバー 193 × 66 × 10 cm
1805-034-615	コンフォートゲル SE マットレスカバー 193 × 66 × 14 cm
1704-034-311	マットレス 防火バリア ウルトラコンフォート SE 66/33cm 幅兼用
1805-034-311	マットレス 防火バリア SE マットレス 66/33cm 幅兼用

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: BD1-29
YN/MI 1.5m 07/17

Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/