

# DD rasp

## Instrument for Meniscus measurement and rasping

### DD ラスプ



### Product highlights

- 先端部の粒状ダイヤモンドにより、半月板および周辺軟部組織のラスピングに適します
- シャフトネックに2mm 刻みのマーカーがあり、半月板断裂部の測定が可能
- シャフトは直径 3.0mm, シャフトネックは直径 2.5mm のテーパード形状
- シャフトネックの20度立ち上がりにより、半月板後節 / 後角へのアプローチを容易にしました

カタログ番号	製品名
IJK-404-001	DD ラスプ

医療機器届出番号	販売名
26B2X10004001904	半月板縫合用ダイヤモンドラスプ NS-S-404

### Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-153  
EA/SJ 0m 08/19

Copyright © 2019 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
株式会社 ウミヒラ

販売業者  
日本stryker株式会社  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)