

# Connected OR Hub Video Image Processing (VIP) Package



ソフトウェアとハードウェアを  
融合させたソリューション  
スモークフリーのORへ

## Anticipate your needs

### 自動スモーク探知と排煙アルゴリズム

- 排煙機能が統合されたニューモクリア気腹装置と連携することで、スモークフリーな環境構築を支援
- 術者の好みに合わせたスモーク検知・エンハンス処理レベルのカスタマイズが可能

## Real-time image enhancement

サージカルスモーク・水蒸気等の影響を受ける内視鏡下での手術映像（視野）をリアルタイムに自動補正

### 6種のクラリティ・エンハンスメント

- 異なるレベルのコントラスト、彩度、シャープネスに適應する画像処理アルゴリズムを有し、術野の視界確保をサポート



## PneumoClear: The smart insufflator

- 術中のスモークを排出しながら、設定圧に合わせて適切に圧力をコントロール
- 加温・加湿・排煙対応の統合されたオールインワンの気腹チューブ



カタログ番号	製品名・規格
0240200101	CONNECTED OR HUB VIP パッケージ
0240200111	CONNECTED OR HUB 4K レコーディングパッケージ
0240200103	CONNECTED OR HUB デバイスコントロールパッケージ
ORHUB-VIP-4K-DC *	CONNECTED OR HUB VIP・4K・DC 3ソフトウェア パッケージ
*セット内容 0240200101/0240200111/0240200103	

医療機器届出番号 販売名  
13B1X10209000936 Connected OR Hub システム

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-169  
YN/MI 4m 11/21

Copyright © 2021 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本stryker株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.com/jp](http://www.stryker.com/jp)