

stryker

ESSx[®]

Microdebrider

エセックスハンドピース




米国特許のフラッシュ機能搭載

ESSx Microdebrider

エセックスハンドピース

- 米国で特許取得のフラッシュ機能搭載
 - ・目詰まりを解消し、手術中断のストレスを軽減
 - ・スコープクリーニング効果で良好な視界を確保
- オシレーティングモード 最高回転 5,000RPM
- 人間工学に基づいたデザインで
バランスの良いハンドピース



Handpiece *1

カタログ番号	品名
5290-601-200	エセックスハンドピース

Cutters and Burs 鼻科用*1

カタログ番号	品名	径	長さ	
5290-628-000		2.5mm	8cm	
5290-638-000	アグレッシブカッター	3.5mm	8cm	
5290-648-000		4.0mm	8cm	
5290-011-000		4.0mm	11cm	
5290-635-000	アグレッシブ	3.5mm	8cm	
5290-645-000	セレイテッドカッター	4.0mm	8cm	
5290-530-000	ジャガーカッター	3.5mm	8cm	
5290-540-000		4.0mm	8cm	
5290-340-000	シャープエッジカッター	4.0mm	8cm	

カタログ番号	品名	径	長さ	
5290-760-100	アグレッシブカッター 60°	4.0mm	11cm	
5290-740-100	アグレッシブカッター 40°	4.0mm	11cm	
5290-744-100	アグレッシブカッター 12°	4.0mm	11cm	
5290-740-200	アグレッシブカッター 40° コンベックスカーブ	4.0mm	11cm	
5290-647-000	ラウンドバー	3.0mm	8cm	

Accessories

カタログ番号	品名
5400-052-000*2	コア2 コンソール
5290-075-000*3	コア シェーバー用 イリゲーションカセット 10 個入



カタログ番号	品名
OR-5100-008*2	TPS フットスイッチ



医療機器認証/届出番号

販売名

* 1 13B1X10209000697

ストライカー 鼻科用シェーバシステム

* 2 230AFBZX00051000

ストライカー社 CORE2 システム

* 3 13B1X10209000660

CORE イリゲーション カセット

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/

Literature Number: NE1-40
YN/MI 1m 05/19

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan