

**AXS**

Axial stability screw

**AXS スクリュー 1.2/1.7mm**



# AXS スクリュー



## AXS スクリュー特長

- 改良された\*<sup>1</sup> スクリュー把持力
- 改良された\*<sup>1</sup> 挿入時の安定性
- ロープロファイル スクリューヘッド
- 改良された\*<sup>1</sup> セルフドリリングスクリュー

## スクリューカラーコード

- **ゴールド** : セルフタッピングスクリュー
- **シルバー** : セルフドリリングスクリュー
- **グレー** : ロッキングスクリュー
- **パープル** : エマージェンシースクリュー



※1 : 弊社ユニバーサルチタンボンスクリュー (販売名) と比較した場合。

### 1.7mm セルフドリリングスクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-17903	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 3mm
56-17904	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 4mm
56-17905	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 5mm
56-17906	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 6mm

### 1.7mm セルフタッピングスクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-17003	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 3mm
56-17004	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 4mm
56-17005	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 5mm
56-17006	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 6mm
56-17007	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 7mm
56-17008	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 8mm
56-17010	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 10mm
56-17012	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 12mm

### 1.7mm ロッキングスクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-17504	U-CMF AXS ロッキングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 4mm
56-17505	U-CMF AXS ロッキングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 5mm
56-17506	U-CMF AXS ロッキングスクリュー	径 1.7mm × 長さ 6mm

### 1.9mm エマージェンシースクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-19003	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.9mm × 長さ 3mm
56-19005	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.9mm × 長さ 5mm
56-19007	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.9mm × 長さ 7mm
56-19009	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.9mm × 長さ 9mm

### 1.2mm セルフドリリングスクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-12903	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 3mm
56-12904	U-CMF AXS セルフドリリングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 4mm

### 1.2mm セルフタッピングスクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-12003	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 3mm
56-12004	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 4mm
56-12005	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 5mm
56-12006	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 6mm
56-12007	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 7mm
56-12008	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 8mm
56-12010	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 10mm
56-12012	U-CMF AXS セルフタッピングスクリュー	径 1.2mm × 長さ 12mm

### 1.4mm エマージェンシースクリュー\*<sup>1</sup>

カタログ番号	製品名	規格
56-14003	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.4mm × 長さ 3mm
56-14005	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.4mm × 長さ 5mm
56-14007	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.4mm × 長さ 7mm
56-14009	U-CMF AXS エマージェンシースクリュー	径 1.4mm × 長さ 9mm

### AXS スクリュードライバーブレード\*<sup>2</sup>

カタログ番号	製品名	規格
62-12172	AXS スクリュードライバーブレード	ショート 42mm
62-12174	AXS スクリュードライバーブレード	スタンダード 82mm
62-12177	AXS スクリュードライバーブレード	ロング 112mm

医療機器承認/届出番号

\*1 30300BZX00019000

\*2 13B1X10209000709

販売名

ユニバーサル AXS スクリュー

ユニバーサル CMF 用手術器械

## Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: CF1-6

YN/MI 2m 03/21

Copyright © 2021 Stryker

Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp