


AcuraFix™

Absorbable plating system

アキュラフィックス



吸収性プレATINGシステム

製品特徴

- 生物学的安全性が確認され、生体適合性材料として広く使用されているポリ-L-乳酸(PLLA)を使用
- 加水分解により吸収されるため、取り出すための再手術が不要
- 熱延伸技術により、強度を高め、骨接合に十分な強度を有する

アキュラフィックス フラットスクリュー

スクリューヘッドのカラーリング

トルクドライバー装着時や、術野での視認性の向上が期待できます。




スタンド付スクリュー

各種スクリューはスタンドに収納されています。入数は1本, 2本, 4本入から選択が可能です。



カタログ番号	製品名	規格
MS-F2203-S1-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 3mm 1 本入
MS-F2203-S2-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 3mm 2 本入
MS-F2203-S4-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 3mm 4 本入
MS-F2204-S1-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 4mm 1 本入
MS-F2204-S2-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 4mm 2 本入
MS-F2204-S4-A	フラットスクリュー	径 2.2mm 全長 4mm 4 本入
MS-F2403-S1-A	フラットスクリュー エマーゼンシー	径 2.4mm 全長 3mm 1 本入
MS-F2404-S1-A	フラットスクリュー エマーゼンシー	径 2.4mm 全長 4mm 1 本入

0.95mm 厚 アキュラフィックス プレート



FP-2L-17-A フラットストレートプレート 2穴ロング




FP-4M-26-A フラットストレートプレート 4穴ミドル



FP-4L-29-A フラットストレートプレート 4穴ロング



FP-8S-47-A フラットストレートプレート 8穴ショート



FP-B4-18-A
フラットBOX型プレート 4穴



FP-B6-30-A
フラットBOX型プレート 6穴



FP-X6M-20-A
フラットX型プレート 6穴ミドル



FP-X6L-23-A
フラットX型プレート 6穴ロング

医療機器承認番号 販売名
22600BZZ00666A02 アキュラフィックス

製造販売元

GUNZE

グンゼ株式会社 〒623-8513
京都府綾部市青野町藁ケ市 46
P. 0773 42 8035

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: CF1-8
YN/MI 1m 07/20

Copyright © 2020 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp