

# Resurfacing tool

## Cutting accessories

リサーフェシング ツール

### シングルフルートデザイン

骨および骨関連組織の優れた切断と成形を実現



# One cutting edge with four benefits:

## 単一のカッティングエッジが優れた性能を実現




**Accuracy**  
**Chatter**  
**Cut speed**  
**Clogging**

切削精度の向上  
チャタリングの防止  
カットスピードの向上  
目詰まりの抑制

## 軟骨や骨をクリアにカットする 革新的デザイン

一端がカット、もう一端がクリーニングの役割をして  
クリアな切断面を実現



## Ordering information

### 1900-015-025

リサーフェシングツール エッグ型  
径 2.5mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
2.5mm	9.9mm	54mm

### 1900-015-040

リサーフェシングツール エッグ型  
径 4.0mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
4mm	11.2mm	54mm

### 1900-010-040

リサーフェシングツール ラウンド型  
径 4.0mm



ヘッド径	ヘッド長	全長
4mm	4.2mm	54mm

医療機器認証番号 販売名  
226AFBZX00017000 ストライカー社 骨切削バー

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-34  
YN/MI 2m 05/18

Copyright © 2018 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者  
**日本ストライカー株式会社**  
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

[www.stryker.co.jp](http://www.stryker.co.jp)

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
[www.stryker.co.jp/mp2/](http://www.stryker.co.jp/mp2/)