

# Tritanium®/Trident® X3® Polyethylene Liner

## トライタニウム/トライデント X3 ポリエチレンライナーサイズ表



■シェル外径×ヘッド径×ポリエチレンライナー厚 対応表

|                     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |      |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| トライタニウム シェル 半球タイプ   |     | 44  | 46  | 48  | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66    |      |
| トライデントHA シェル 半球タイプ  |     | 42  | 44  | 46  | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |      |
| トライデントHA シェル PSLタイプ |     | 40  | 42  | 44  | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |      |
| ライナーコード             |     | A   | B   | C   | D     | E     | F     | G     | H     |      |
| X3 ライナー<br>ニュートラル   | 44  | 44  | —   | —   | —     | —     | —     | 3.8   | 5.4   | 7.1  |
|                     | 40  | 40  | —   | —   | —     | —     | 3.8   | 5.8   | 7.4   | 9.1  |
|                     | 36  | 36  | —   | —   | —     | 3.9   | 5.9   | 7.9   | 9.4   | 11.2 |
|                     | 32  | 32  | —   | 3.9 | 4.9   | 5.9   | 7.9   | 9.9   | 11.4  | 13.2 |
| X3 ライナー<br>10°フード   | 28  | 28  | 4.9 | 5.9 | 6.9   | 7.9   | 9.9   | 11.9  | 13.4  | 15.2 |
|                     | 36  | 36  | —   | —   | —     | —     | 5.9   | 7.9   | 9.4   | 11.2 |
|                     | 32  | 32  | —   | —   | —     | 5.9   | 7.9   | 9.9   | 11.4  | 13.2 |
| ヘッド                 | 28  | 28  | —   | —   | 6.9   | 7.9   | 9.9   | 11.9  | 13.4  | 15.2 |
|                     | メタル | デルタ |     |     |       |       |       |       |       |      |

(単位：mm)

## シェル／ライナー／ヘッドカタログ番号一覧

### ■シェル

| トライタニウム シェル 半球タイプ <sup>1)</sup> |            |        | コード | トライデントHA シェル PSLタイプ <sup>2)</sup> |            |        | コード | トライデントHA シェル 半球タイプ <sup>2)</sup> |            |            |
|---------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------|------------|------------|
| クラスターホール                        | ノンホール      | 外径(mm) |     | ノンホール                             | クラスターホール   | 外径(mm) |     | 外径(mm)                           | クラスターホール   | マルチホール     |
| 502-03-44A                      | 500-03-44A | 44     | A   | 540-11-40A                        | 542-11-40A | 40     | A   | 42                               | 502-11-42A | 508-11-42A |
| 502-03-46B                      | 500-03-46B | 46     | B   | 540-11-42B                        | 542-11-42B | 42     | B   | 44                               | 502-11-44B | 508-11-44B |
| 502-03-48C                      | 500-03-48C | 48     | C   | 540-11-44C                        | 542-11-44C | 44     | C   | 46                               | 502-11-46C | 508-11-46C |
| 502-03-50D                      | 500-03-50D | 50     | D   | 540-11-46D                        | 542-11-46D | 46     | D   | 48                               | 502-11-48D | 508-11-48D |
| 502-03-52D                      | 500-03-52D | 52     | D   | 540-11-48D                        | 542-11-48D | 48     | D   | 50                               | 502-11-50D | 508-11-50D |
| 502-03-54E                      | 500-03-54E | 54     | E   | 540-11-50E                        | 542-11-50E | 50     | E   | 52                               | 502-11-52E | 508-11-52E |
| 502-03-56E                      | 500-03-56E | 56     | E   | 540-11-52E                        | 542-11-52E | 52     | E   | 54                               | 502-11-54E | 508-11-54E |
| 502-03-58F                      | 500-03-58F | 58     | F   | 540-11-54F                        | 542-11-54F | 54     | F   | 56                               | 502-11-56F | 508-11-56F |
| 502-03-60F                      | 500-03-60F | 60     | F   | 540-11-56F                        | 542-11-56F | 56     | F   | 58                               | 502-11-58F | 508-11-58F |
| 502-03-62G                      | 500-03-62G | 62     | G   | 540-11-58G                        | 542-11-58G | 58     | G   | 60                               | 502-11-60G | 508-11-60G |
| 502-03-64G                      | 500-03-64G | 64     | G   | 540-11-60G                        | 542-11-60G | 60     | G   | 62                               | 502-11-62G | 508-11-62G |
| 502-03-66H                      | 500-03-66H | 66     | H   | 540-11-62H                        | 542-11-62H | 62     | H   | 64                               | 502-11-64H | 508-11-64H |
| -                               | -          | -      | -   | 540-11-64H                        | 542-11-64H | 64     | H   | 66                               | 502-11-66H | 508-11-66H |

### ■ポリエチレンライナー<sup>3)</sup>

| トライデントライナー X3 ニュートラル |            |            |            |            | コード | トライデントライナー X3 10°フールド |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------|------------|------------|
| 28mm 内径              | 32mm 内径    | 36mm 内径    | 40mm 内径    | 44mm 内径    |     | 28mm 内径               | 32mm 内径    | 36mm 内径    |
| 623-00-28A           | -          | -          | -          | -          | A   | -                     | -          | -          |
| 623-00-28B           | 623-00-32B | -          | -          | -          | B   | -                     | -          | -          |
| 623-00-28C           | 623-00-32C | -          | -          | -          | C   | 623-10-28C            | -          | -          |
| 623-00-28D           | 623-00-32D | 623-00-36D | -          | -          | D   | 623-10-28D            | 623-10-32D | -          |
| 623-00-28E           | 623-00-32E | 623-00-36E | 623-00-40E | -          | E   | 623-10-28E            | 623-10-32E | 623-10-36E |
| 623-00-28F           | 623-00-32F | 623-00-36F | 623-00-40F | 623-00-44F | F   | 623-10-28F            | 623-10-32F | 623-10-36F |
| 623-00-28G           | 623-00-32G | 623-00-36G | 623-00-40G | 623-00-44G | G   | 623-10-28G            | 623-10-32G | 623-10-36G |
| 623-00-28H           | 623-00-32H | 623-00-36H | 623-00-40H | 623-00-44H | H   | 623-10-28H            | 623-10-32H | 623-10-36H |

### ■デルタセラミックヘッド<sup>4)</sup>

| デルタセラミックヘッド              |      |            |       |
|--------------------------|------|------------|-------|
| 製品名                      | ヘッド径 | カタログ番号     | ネック長  |
| デルタセラミックヘッド V40 テーパー     | 28mm | 6570-0-028 | - 4   |
|                          |      | 6570-0-328 | - 2.7 |
|                          |      | 6570-0-128 | 0     |
|                          |      | 6570-0-228 | + 4   |
|                          | 32mm | 6570-0-032 | - 4   |
|                          |      | 6570-0-132 | 0     |
|                          |      | 6570-0-232 | + 4   |
|                          | 36mm | 6570-0-036 | - 5   |
|                          |      | 6570-0-136 | 0     |
|                          |      | 6570-0-236 | + 5   |
| *デルタセラミックヘッド ユニバーサル テーパー | 28mm | 6519-1-028 | 0     |
|                          | 32mm | 6519-1-032 | 0     |
|                          | 36mm | 6519-1-036 | 0     |
|                          | 40mm | 6519-1-040 | 0     |
| ユニバーサルアダプタースリーブ V40      | -    | 6519-T-025 | - 2.5 |
|                          | -    | 6519-T-100 | 0     |
|                          | -    | 6519-T-204 | + 4   |
| ユニバーサルアダプタースリーブ C テーパー   | -    | 19-0325T   | - 2.5 |
|                          | -    | 19-0000T   | 0     |
|                          | -    | 19-0005T   | + 5   |

\*ユニバーサルテーパーはスリーブと組み合わせて使用してください。

### ■メタルヘッド

| メタルヘッド V40 テーパー    |            |      |
|--------------------|------------|------|
| ヘッド径               | カタログ番号     | ネック長 |
| 28mm <sup>5)</sup> | 6260-5-028 | - 4  |
|                    | 6260-5-128 | 0    |
|                    | 6260-5-228 | + 4  |
|                    | 6260-5-628 | + 6  |
|                    | 6260-5-328 | + 8  |
|                    | 6260-5-428 | + 12 |
| 32mm <sup>5)</sup> | 6260-5-032 | - 4  |
|                    | 6260-5-132 | 0    |
|                    | 6260-5-232 | + 4  |
|                    | 6260-5-332 | + 8  |
|                    | 6260-5-432 | + 12 |
| 36mm <sup>6)</sup> | 6260-9-036 | - 5  |
|                    | 6260-9-136 | 0    |
|                    | 6260-9-236 | + 5  |
|                    | 6260-9-336 | + 10 |
| 40mm <sup>6)</sup> | 6260-9-040 | - 4  |
|                    | 6260-9-140 | 0    |
|                    | 6260-9-240 | + 4  |
|                    | 6260-9-340 | + 8  |
| 44mm <sup>6)</sup> | 6260-9-440 | + 12 |
|                    | 6260-9-044 | - 4  |
|                    | 6260-9-144 | 0    |
|                    | 6260-9-244 | + 4  |
|                    | 6260-9-344 | + 8  |
|                    | 6260-9-444 | + 12 |

### 医療機器承認番号

### 販売名

- 22400BZX00082000 トライタニウム寛骨臼カップシステム
- 21900BZY00055000 トライデントHA 寛骨臼カップシステム
- 22100BZX01000000 X3 寛骨臼ライナー
- 22300BZX00018000 BIOLOX delta セラミックフェモラルヘッド
- 21200BZY00534000 V40 骨頭
- 22200BZX00674000 LFIT メタルヘッド

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

Literature Number: HE1-137

YN/MI 1.5m 05/19

Copyright © 2019 Stryker

Printed in Japan

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
www.stryker.co.jp/mp2/