

50-S Sweep


radiofrequency ablation probe

サーファスエナジー 50度サクシオン付 RE プローブ



Product highlights

- 先端 50 度のデザインが、より膝関節・股関節内でのアプローチを容易にします
- 新たに開発されたサクシオン吸引口 -dog-bone shape- は、切除物の詰りを最小限に抑え、多方向からの吸引を実現します
- フラットかつ薄い電極による強力なプラズマ層が安定かつスピーディーな切除 / 凝固を可能にします



カタログ番号	製品名	規格
0279-351-650	サーファスエナジー プローブ	50-S SWEEP サクシオン 径 3.5mm
0279-351-653	サーファスエナジー プローブ	50-S SWEEP XL サクシオン 径 3.5mm

医療機器認証番号 販売名
222AFBZX00108000 クロスファイアー

Japan

この印刷物はストラライカー社の製品を掲載しています。全てのストラライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストラライカーグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-157
EA/SJ 0m 07/19

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストラライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.com.jp/mp2/