



MBRAID 1.5mm

両端針付き 非吸収性人工靭帯



Product highlights

- ヘニング法で用いられるテープ形状の縫合材料
- テープ形状により、広い接触面積によって修復部位をサポート
- 超高分子量のポリエチレン素材



医療機器承認 / 届出番号	販売名
1) 30300BZX00314000	Mブレード
2) 13B1X00047MKSS01	関節手術用器械
3) 13B1X00274000030	持針器
4) 26B2X10004001799	持針器 NS-S-356

カタログ番号	製品名	規格
EZPE001 ¹⁾	MBRAID	1.5mm



専用持針器に装着して使用

カタログ番号	製品名	規格
344-ST1 ²⁾	半月板用持針器	ティアドロップ
S21411701C0005 ³⁾	半月板用持針器	HNT
IJK-356-001 ⁴⁾	半月板用持針器	PEEK A

製造販売業者
株式会社秋山製作所
113-0033 東京都文京区本郷3-31-4

製造販売業者
松田医科工業株式会社
113-0034 東京都文京区湯島2-13-4

製造販売業者
株式会社 田中医科器械製作所
114-0012 東京都北区田端新町2-14-18

製造販売業者
株式会社 ウミヒラ
601-8205 京都府京都市南区久世殿城町126

販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: SM1-12
YN/MI 3m 09/22

Copyright © 2022 Stryker
Printed in Japan